

- 5** Complete e verifique o selo, fechando a válvula anti-fuga do circuito de respiração e aplicando pressão no saco do reservatório.
- 6** Se a regurgitação for prevista ou se existir um alto risco da mesma, deve ligar-se sucção à porta de sucção do dispositivo antes da inserção e deixá-la funcionar de forma contínua até a máscara estar correctamente posicionada. A sucção também deve funcionar continuamente durante a remoção do dispositivo no final do procedimento. Durante o procedimento, a sucção pode ser aplicada intermitentemente, conforme necessário, para limpar fluidos e/ou secreções. Manter a sucção continuamente ao longo de todo o procedimento não é recomendado uma vez que pode originar dores de garganta e complicações pós-operatórias, devido à acção de secagem das vias respiratórias.
- 7** A abertura deve permanecer sempre aberta para o ambiente.

**Cuidado:** Para uso exclusivo de pessoas com a formação adequada. Este dispositivo é fornecido estéril e destina-se a ser usado uma única vez. Não usar caso a embalagem ou o produto se apresentem danificados ou contaminados. Não usar caso o produto apresente uma forma distorcida. Não armazenar em condições extremas de temperatura, humidade e/ou radiação UV.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 1** Для обеспечения целостности маски, надев перчатки, закройте отверстие воздуховода со стороны коннектора приспособления одним пальцем, при этом другой рукой удерживайте головку маски и приложите большой палец поверх воздуховода, чтобы обеспечить герметичность. Прижмите на 5 секунд, чтобы убедиться, что приспособление не протекает.
- 2** Обильно смажьте всю поверхность маски водорастворимой смазкой. – Это является залогом успешного введения и установки. Умеренно смажьте верхнюю и нижнюю губы пациента кончиком маски. Расположите голову и шею в несколько вытянутом положении. Опустите приспособление в открытую ротовую полость до конца, держа его за рукоятку. Не тяните за нижнюю челюсть. Во время установки зубы должны быть закрыты зубами. Не крутите и не поворачивайте приспособление.
- 3** При необходимости аккуратно пошевелите язычком, чтобы было легче преодолеть нёбно-глоточный изгиб. Отпустите язычок, когда конец маски пройдет изгиб.
- 4** Маску необходимо продвигать на достаточную глубину, до препятствия. В таком положении кончик маски входит в верхнюю часть пищевода. Убедитесь, что воздуховод чист – визуальное, дышит ли пациент непринужденно, или аккуратно продув, если пациент не дышит. **Иногда может быть необходимо очень медленно вытянуть маску, по 3–5 мм за раз, открывая чистый доступ к воздуховоду. В этом положении следует зафиксировать маску.**
- 5** В завершение проверьте уплотнение, перекрыв клапан дыхательного контура и сжав дыхательный мешок.
- 6** Если не исключено отрыгивание, или существует высокий риск, к всасывающему каналу приспособления следует подключить аспиратор, прежде чем выполнять установку, и оставлять включенным, пока маска не будет установлена правильно. Также аспиратор должен работать постоянно во время извлечения приспособления в конце процедуры. Во время процедуры аспиратор может работать периодически, когда необходимо удалить жидкости или выделения. Применять аспирацию на протяжении всей процедуры не рекомендуется, поскольку это может спровоцировать послеоперационные боли в горле по причине высушивания воздуховода.
- 7** Выходное отверстие должно быть все время открыто для доступа воздуха.
- Внимание!** Для использования только компетентными лицами. Данное приспособление поставляется стерильным и предназначено только для однократного использования. Не использовать, если упаковка или изделие повреждено или загрязнено. Не следует использовать, если изделие деформировано. Не следует хранить в условиях предельных температур, влажности или УФ-излучения.

## INSTRUCCIONES DE USO

- 1** Para garantizar la integridad de la máscara, bloquee la apertura del extremo conector con el pulgar, sujete el cabezal de la máscara con la otra mano y coloque el pulgar sobre la apertura de la máscara para sellar el conducto. Aplique presión durante 5 segundos para comprobar que no haya fugas en el dispositivo.
- 2** Aplique un lubricante hidrosoluble en toda la máscara abundantemente. Se trata de la clave para lograr una inserción y colocación adecuadas. Lubrique suavemente el labio superior e inferior del paciente con el extremo de la máscara. Coloque la cabeza y el cuello en posición ligeramente extendida. Con la boca abierta, inserte el dispositivo completamente hacia abajo sujetándolo por el mango. No tire de la mandíbula inferior. Haga que los labios cubran los dientes durante la inserción. No tuerza ni gire el dispositivo.
- 3** Si fuera necesario, tire de la lengüeta con suavidad para superar la curva palatofaríngea. Suéltela en cuanto el extremo de la máscara haya sobrepasado la curva.
- 4** Asegúrese de hacer avanzar la máscara hasta notar cierta resistencia. En esta posición, el extremo de la máscara se introduce en la parte superior del esófago. Compruebe que la vía está libre, ya sea por la respiración espontánea del paciente o, en caso de hallarse el paciente apneico, ventilándolo con cuidado. **Puede que deba extraer la máscara lentamente, por tramos de 3 a 5 mm, para poder liberar la vía. Llegado a este punto, fije la posición de la máscara.**
- 5** Ejecute y compruebe el cierre sellando la válvula del circuito respiratorio y presionando la bolsa de aire.
- 6** Si existe o se prevé riesgo de regurgitación, tendrá que conectar una máquina de succión al puerto de succión correspondiente del dispositivo antes de la inserción y mantenerla en funcionamiento hasta que la máscara se halle en posición. Además, debe aplicar succión al retirar el dispositivo tras finalizar el procedimiento. También puede aplicar succión de forma intermitente durante el proceso para retirar las secreciones y los fluidos generados. No se recomienda mantener la succión de forma continuada, ya que puede causar dolor de garganta postoperatorio debido al efecto secante del flujo de aire.
- 7** El orificio de ventilación debe permanecer descubierto en todo momento.

**Advertencia:** El uso de este dispositivo es exclusivo del personal cualificado. El dispositivo es estéril y de un solo uso. No lo utilice si el paquete o el producto están dañados o contaminados. No lo utilice si está deformado. No lo almacene a temperatura, humedad ni condiciones UV extremas.



Supraglottic Device • كيتولج اربوس زاج  
 • Dispositivo Sopraglottico  
 声門デバイス • Dispositivo Supraglottico  
 Надгортанный воздуховод  
 Dispositivo Extraglottico

مادختس ال ا تاداشرا

INSTRUCTIONS FOR USE

ISTRUZIONI PER L'USO

使用说明

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

INSTRUCCIONES DE USO

Made in Australia




www.baskamask.com

MANUFACTURED & SPONSORED BY:  
**LOGIKAL HEALTH PRODUCTS PTY. LTD.**  
 UNIT 3, 18 ACCOLADE AVENUE  
 MORISSET NSW 2264 AUSTRALIA

EUROPEAN AUTHORISED REPRESENTATIVE  
**PRIORY ANALYSTS LTD.**  
 THE PINNACLE,  
 160 MIDSUMMER BOULEVARD,  
 MILTON KEYNES, MK9 1FF  
 UNITED KINGDOM


www.logikalhealth.com

INTERNATIONALLY PATENTED AND PATENTS PENDING



To ensure integrity of mask, with gloved hands, occlude the airway opening of the connector end of the device with one thumb, hold the mask head with the other hand and place the thumb over the airway opening of the mask to seal. Apply pressure for 5 seconds to confirm there is no leak in the device.

**Do not use if leak is detected.**




Lubricate the entire mask liberally with a water soluble lubricant. This is the key to a successful insertion and placement.


With the tip of the mask mildly lubricate both upper and lower lips of the patient. Place the head and neck in slightly extended position. With the mouth open insert the device all the way down holding it at its stem. Do not pull on the lower jaw. Allow the lip to cover over the teeth during insertion. Do not twist or turn the device.




If required, pull the tab gently to help negotiate the palato-pharyngeal curve. Release the tab as soon as the tip of the mask has passed around the curve.




Ensure the mask has been advanced sufficiently until resistance is encountered. In this position the tip of the mask is engaged into the upper end of the oesophagus. Check that the airway is clear – by observation if the patient is breathing spontaneously, or by gently ventilating if the patient is apnoeic. It may occasionally be necessary to withdraw the mask very slowly, 3-5 mm at a time until a clear airway is obtained. At this point secure the mask in position.



Complete and check the seal by closing the breathing circuit spill valve and applying pressure to the reservoir bag.



If regurgitation is anticipated or is a high risk, suction should be connected to the suction port of the device before insertion and be left running continuously until the mask has been positioned correctly. Suction should also run continuously during removal of the device at the end of the procedure. During the procedure suction can be applied intermittently as required to clear any fluids or secretions. Maintaining suction continuously throughout the procedure is not recommended as it could predispose to post-operative sore throat due to the drying action of the air flow.



The vent must remain open to atmosphere at all times.

**Caution:** Only to be used by an adequately trained person. This device is supplied sterile and is for single use only. Do not use if the package or product has been damaged or contaminated. Do not use if the product is distorted in shape. Do not store at extreme temperatures, humidity or UV conditions.



## مادختسالا تاداشرإ

1 زاھجل لصر فطر ٤ياھن ٤دوھولما ءاھولما ٤جرھ ٤حتف دسرب ،لكي ٤ي في نيزا فاق ءادترا دعب ،مق ،عانقلا قمالس نم دكاتلل عانقلا في دوھولما ءاھولما ٤جرھ ٤حتف كلع ماھبالا ،عبصرا عضو ٤رخاللا دلاب عانقلا قمق كسردا م٤ ،كماھب! مادختساب زاھجل في برسرت دوھو مدع نم دكاتلل ناوت 5 قمل طغصرا م٤ ،اھلقلع

2 تيبثتالو لاخدا لاسا وه اذھف - ،لمللا في نابوذلل ءلباق قیلزت قلم مادختساب ديج لكشرب عانقلا قیلزرتب مق ءبقولما و سارلما عض ،عانقلا مق مادختساب لندعم لكشرب ،كل سلوا ایلعل ،ضریرملما یتفش قیلزرتب مق .نیزجھانلا ال .تدعاق ٤ھج نم ھب كلسرملما ربع فوھجا كلل لملك لكشرب زاھجل لخدأ م٤ ،ضریرملما مق حتفا .ال یلق طسرب نم عضو في زاھجل ایل و لتفب مق ال .لاخدا لاسا ءانثا نانسالا ءیطغتب نیتفشرلل حمسا ،یلفسلا لئفلا كلع طغصرت

3 درجم ضربقلملا ررح .جموعلمبالا یکنحللا فیوھجتلا ربع رورملا في ءدعاسململ قفرب ضربقلملا بحسا ،ءاھللا تضرتقا اذا فیوھجتلا ربع عانقلا قمق رورم

4 ءياھنلا عم تقاتل دق نوكت عانقلا قمق ناف عضولما اذھ في .قمواقب رعرشت نا كلل فاك لكشرب عانقلا لاخدا نم دكات ءيوھتلا و ،یعیبب لكشرب سفن تي ضریرملما ناك اذا ام تظالم لالھ نم - كل لاسا ءاھولما ٤جرھ نا دكات .ءی رملل ءيوھلعل ،دیش طیب فلخلل كلل عانقلا ب حسرت نا كلل تالاحللا ضربع في رطصت دق .ضریرملما سرفن عاطقن لاھ في قفرب ءعقوم في عانقلا تيبثتب ءطقنلل اذھ مدع مق .كل لاسا ءاھو ٤جرھ كلع لوصلحللا نیھ كلل ءرم لك في ٤لم 3-5 قمل

5 ناخرلما سیک كلع طغصرا و سفن تاللا ءرؤب صراخللا برسرتلا ماھص قلغا قی رطنع لزعلال نم ققحتو ءیلعلما ءاھناب مق

6 طفشلا ذھنم كلل طفش ءدھو لیصوت م٤ نا بھ في ،ءوھو نم ءیلعل رطاھ دوھو لاھ في و ا یقوت شوھو عقوق لاھ في م٤ نا بھ في .حیحص لكشرب عانقلا عضو نم ءاھتاللا یتھ رارمترساب لمعت اھلرت م٤ نا و ،ءاھللا لبق زاھجل في عطقتم لكشرب طفشلا لکم ،ءارھلاب ایللا لالھ .ءارھلالا ءياھن مدع زاھجللا عزن ءانثا رارمترساب طفشلا ءدھو لیغشت دق لئذ نال ءارھلالا ھز لاوطل لصر اوتملما طفشلاب ایللا ذھج ال .تازارف! و! لکناوس ءيا نم صلخلتلل ھزلي امبسھ ءاھولما قفدت ع ھجتاللا قافھجتلا ببسب قلللا بھتاللا ببسري

7 تاقوالا ءفاك في یجرخللا ءاھولما كلع اھوتفم ءيوھتلا ذھنم لظي نا بھ في

8 ءياھنلا عم تقاتل دق نوكت عانقلا قمق ناف عضولما اذھ في .قمواقب رعرشت نا كلل فاك لكشرب عانقلا لاخدا نم دكات ءيوھتلا و ،یعیبب لكشرب سفن تي ضریرملما ناك اذا ام تظالم لالھ نم - كل لاسا ءاھولما ٤جرھ نا دكات .ءی رملل ءيوھلعل ،دیش طیب فلخلل كلل عانقلا ب حسرت نا كلل تالاحللا ضربع في رطصت دق .ضریرملما سرفن عاطقن لاھ في قفرب ءعقوم في عانقلا تيبثتب ءطقنلل اذھ مدع مق .كل لاسا ءاھو ٤جرھ كلع لوصلحللا نیھ كلل ءرم لك في ٤لم 3-5 قمل

9 ناخرلما سیک كلع طغصرا و سفن تاللا ءرؤب صراخللا برسرتلا ماھص قلغا قی رطنع لزعلال نم ققحتو ءیلعلما ءاھناب مق

10 طفشلا ذھنم كلل طفش ءدھو لیصوت م٤ نا بھ في ،ءوھو نم ءیلعل رطاھ دوھو لاھ في و ا یقوت شوھو عقوق لاھ في م٤ نا بھ في .حیحص لكشرب عانقلا عضو نم ءاھتاللا یتھ رارمترساب لمعت اھلرت م٤ نا و ،ءاھللا لبق زاھجل في عطقتم لكشرب طفشلا لکم ،ءارھلاب ایللا لالھ .ءارھلالا ءياھن مدع زاھجللا عزن ءانثا رارمترساب طفشلا ءدھو لیغشت دق لئذ نال ءارھلالا ھز لاوطل لصر اوتملما طفشلاب ایللا ذھج ال .تازارف! و! لکناوس ءيا نم صلخلتلل ھزلي امبسھ ءاھولما قفدت ع ھجتاللا قافھجتلا ببسب قلللا بھتاللا ببسري

11 تاقوالا ءفاك في یجرخللا ءاھولما كلع اھوتفم ءيوھتلا ذھنم لظي نا بھ في

12 مادختساب مق ال .طقف ءدھو ءرمل مادختسالا لدمو مقوم زاھجل اذھ .فاك لكشرب برڈم صرخش لبق نم طوق مدختسري :زیھت نیزھتب مق ال .ھلكش في ءوشت دوھو لاھ في ھجتاللا مادختساب مق ال .اٹولم و ا افلات ھجتاللا و ءوبعل تنال اذا ءیلعل ءیھسرفب قوف ءعشا و ،نوبوط و ا ءرارھ تارھد كلل اھیف ضررعتي نیزھت طورش نمض ھجتاللا

13 درجم ضربقلملا ررح .جموعلمبالا یکنحللا فیوھجتلا ربع رورملا في ءدعاسململ قفرب ضربقلملا بحسا ،ءاھللا تضرتقا اذا فیوھجتلا ربع عانقلا قمق رورم

14 ءياھنلا عم تقاتل دق نوكت عانقلا قمق ناف عضولما اذھ في .قمواقب رعرشت نا كلل فاك لكشرب عانقلا لاخدا نم دكات ءيوھتلا و ،یعیبب لكشرب سفن تي ضریرملما ناك اذا ام تظالم لالھ نم - كل لاسا ءاھولما ٤جرھ نا دكات .ءی رملل ءيوھلعل ،دیش طیب فلخلل كلل عانقلا ب حسرت نا كلل تالاحللا ضربع في رطصت دق .ضریرملما سرفن عاطقن لاھ في قفرب ءعقوم في عانقلا تيبثتب ءطقنلل اذھ مدع مق .كل لاسا ءاھو ٤جرھ كلع لوصلحللا نیھ كلل ءرم لك في ٤لم 3-5 قمل

15 ناخرلما سیک كلع طغصرا و سفن تاللا ءرؤب صراخللا برسرتلا ماھص قلغا قی رطنع لزعلال نم ققحتو ءیلعلما ءاھناب مق

16 طفشلا ذھنم كلل طفش ءدھو لیصوت م٤ نا بھ في ،ءوھو نم ءیلعل رطاھ دوھو لاھ في و ا یقوت شوھو عقوق لاھ في م٤ نا بھ في .حیحص لكشرب عانقلا عضو نم ءاھتاللا یتھ رارمترساب لمعت اھلرت م٤ نا و ،ءاھللا لبق زاھجل في عطقتم لكشرب طفشلا لکم ،ءارھلاب ایللا لالھ .ءارھلالا ءياھن مدع زاھجللا عزن ءانثا رارمترساب طفشلا ءدھو لیغشت دق لئذ نال ءارھلالا ھز لاوطل لصر اوتملما طفشلاب ایللا ذھج ال .تازارف! و! لکناوس ءيا نم صلخلتلل ھزلي امبسھ ءاھولما قفدت ع ھجتاللا قافھجتلا ببسب قلللا بھتاللا ببسري

17 تاقوالا ءفاك في یجرخللا ءاھولما كلع اھوتفم ءيوھتلا ذھنم لظي نا بھ في

18 مادختساب مق ال .طقف ءدھو ءرمل مادختسالا لدمو مقوم زاھجل اذھ .فاك لكشرب برڈم صرخش لبق نم طوق مدختسري :زیھت نیزھتب مق ال .ھلكش في ءوشت دوھو لاھ في ھجتاللا مادختساب مق ال .اٹولم و ا افلات ھجتاللا و ءوبعل تنال اذا ءیلعل ءیھسرفب قوف ءعشا و ،نوبوط و ا ءرارھ تارھد كلل اھیف ضررعتي نیزھت طورش نمض ھجتاللا

19 درجم ضربقلملا ررح .جموعلمبالا یکنحللا فیوھجتلا ربع رورملا في ءدعاسململ قفرب ضربقلملا بحسا ،ءاھللا تضرتقا اذا فیوھجتلا ربع عانقلا قمق رورم

1 Per garantire l'integrità della maschera, dopo aver indossato i guanti, occludere l'apertura del condotto aereo all'estremità del connettore del dispositivo con il pollice, tenere la testa della maschera con l'altra mano e posizionare il pollice sull'apertura del condotto aereo della maschera per sigillare. Applicare pressione per 5 secondi per confermare l'assenza di perdite nel dispositivo.

**Non utilizzare in caso di rilevamento di perdite.**

2 Lubrificare generosamente l'intera maschera con un lubrificante solubile in acqua. - Questo è il fattore fondamentale perché l'inserimento vada a buon fine. Con la punta della maschera lubrificare leggermente il labbro superiore e inferiore del paziente. Collocare la testa e il collo in posizione leggermente estesa. Con la bocca aperta inserire il dispositivo fino in fondo tenendolo per lo stelo. Non tirare la mascella inferiore. Lasciare che il labbro copra i denti durante l'inserimento. Non girare o ruotare il dispositivo.

3 Se necessario, tirare delicatamente la linguetta per adattarsi alla curva palato-faringea. Rilasciare la linguetta non appena la punta della maschera ha superato la curva.

4 Assicurarsi che la maschera sia avanzata a sufficienza sino ad incontrare resistenza. In questa posizione la punta della maschera è impegnata nell'estremità superiore dell'esofago. Verificare che le vie respiratorie siano libere - osservando se il paziente respira spontaneamente, o ventilando leggermente se il paziente è apnoico. Occasionalmente può essere necessario ritirare la maschera molto lentamente, 3-5 mm alla volta fino alla pervietà delle vie respiratorie. A questo punto fissare la maschera in posizione.

5 Completare e verificare la tenuta chiudendo la valvola di sovrappressione del circuito di ventilazione applicando pressione alla sacca reservoir.

6 Se si prevede o c'è un rischio elevato di rigurgito, l'aspirazione dovrebbe essere collegata alla porta di aspirazione del dispositivo prima dell'inserimento, e mantenuta fino a quando la maschera resta in posizione corretta. L'aspirazione dovrebbe funzionare costantemente anche durante la rimozione del dispositivo al termine della procedura. Durante la procedura l'aspirazione può essere applicata in modo intermittente se necessario per eliminare eventuali liquidi o secrezioni. Il mantenimento dell'aspirazione in maniera costante durante tutta la procedura non è raccomandato, poiché potrebbe causare mal di gola post-operatorio, dovuto all'azione essiccatoria del flusso d'aria.

7 La presa d'aria deve sempre rimanere aperta verso l'atmosfera.

**Attenzione:** L'uso è consentito solo a personale opportunamente addestrato. Questo dispositivo è fornito sterile ed è esclusivamente monouso. Non utilizzare se la confezione o il prodotto sono danneggiati o contaminati. Non utilizzare se la forma del prodotto è distorta. Non conservare a temperature estreme, o in condizioni di umidità o di esposizione a raggi UV.

1 マスクの整合性を確認する目的で、両手に手袋を装着し、片方の親で器具のコネクタエンドの気道開口部を塞ぎ、もう一方の手でマスクのヘッドを持ち、親指をマスクの気道開口部の上に置いて塞ぎます。5秒間ほど圧力を加えて器具内に漏れ口がないか確認します。

**漏れ口が見つかったら使用なさらなくてください。**

2 水性潤滑剤をマスク全体にまんべんなく塗布します。これは挿入と配置を円滑に行ううえで重要です。マスクの先端を当て、患者の上下唇に軽く塗布します。頭部と頸部を少し伸展位にします。口を開き、柄（ステム）の部分をつかみながら器具を喉の奥の方へ挿入します。下顎を引っ張らないようにします。挿入中は唇が歯を覆うことができるようにします。器具をひねったり回転させたりしないでください。

3 必要に応じて、タブをそっと引いて口蓋咽頭部の湾曲に合わせます。マスクの先端部が湾曲部を通過した時点ですぐにタブを離します。

4 抵抗力を感じるまでマスクが十分に固定されているようにします。この状態ではマスクの先端部が食道の上部末端に接触しているはずですが、気道が塞がっていないか確認しますが、患者が自発呼吸している場合は観察にて、無呼吸の場合はゆっくりと酸素供給を行います。場合によっては、気道が塞がっていないことが確認できるまで一気に3~5 mm 非常にゆっくりとマスクを引く必要があります。この際、マスクをしっかり固定させてください。

5 呼吸回路排気弁を閉じ、貯蔵バッグに圧力を加えて完全密封されているか確認します。

6 血液の逆流が案じられる場合、またはその危険性が高い場合、挿入前に吸引器を器具の吸引ポートに接続し、マスクが正確に配置されるまで継続して吸引したままにします。さらに処置の終了時に器具を取り外す際も継続的に吸引を行います。処置中は、液体物や分泌物の除去に必要であれば、間欠的に吸引を行っても構いません。処置中に継続的に吸引器を接続したままにすると、気流の乾燥作用の影響で術後の疼痛が生じやすくなるためおやめください。

7 弁は常時大気に触れるよう開けたままにしてください。

**注意:** しかるべき訓練を受けた人のみがご使用ください。この器具は無菌で販売され、使い捨てです。パッケージまたは製品が損傷もしくは汚染している場合はお使いにならないでください。製品の形状が変形している場合はお使いにならないでください。極端な温度、湿度、紫外線環境下での保管はお避けください。

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1 Para assegurar a integridade da máscara, com luvas nas mãos, tape a abertura de ar na extremidade de ligação do dispositivo com um polegar, segure a máscara com a outra mão e coloque o polegar sobre a abertura de ar da máscara para selar. Aplique pressão durante 5 segundos para se assegurar que não existem fugas no dispositivo.

**Não use caso detecte alguma fuga.**

2 Lubrifique a totalidade da máscara generosamente com um lubrificante solúvel em água. - Esta é a chave para uma inserção e colocação bem sucedidas. Com a ponta da máscara lubrifique moderadamente tanto o lábio superior como o inferior do doente. Coloque a cabeça e o pescoço numa posição ligeiramente esticada. Com a boca aberta, insira o dispositivo completamente até ao fim segurando-o pela sua haste. Não puxe pelo maxilar inferior. Deixe que o lábio cubra os dentes durante a inserção. Não torça nem rode o dispositivo.

3 Caso seja necessário, puxe a patilha delicadamente para ajudar a contornar o arco palatofaríngeo. Liberte a patilha logo que a ponta da máscara tiver passado ao redor do arco.

4 Assegure-se que a máscara avançou o suficiente até encontrar resistência. Nesta posição a ponta da máscara fica encaixada na parte superior do esófago. Verifique se as vias respiratórias estão desimpedidas - observando se o doente respira espontaneamente, ou por ventilação delicada se o doente estiver apneico. **Ocasionalmente, pode ser necessário retirar a máscara muito lentamente, 3-5 mm de cada vez, até que as vias respiratórias fiquem desimpedidas. Nesse momento, segure a máscara na posição.**